

Használati utasítás

7772 BOKARÖGZÍTŐ

Funkció:	Támasztja és stabilizálja a bokaízületet.
Indikáció:	A bokaízület rándulása és instabilitása.
Anyag:	SBR/neoprén, műanyag (TPE, HDPE, LDPE)
Alkalmazás:	

1. Oldjon ki minden zárat az eszközön. Tegye a cipőbetét alá. Az eszköz hátsó részét helyezze a cipő sarokrésze elé.
2. Zárja össze az alsó és a felső pántot. Húzza szorosra úgy, hogy a viselése kényelmes legyen.
3. Az átlós pántot húzza át a D-gyűrűn és rögzítse a tépőzárral. A pántot kívülről belülré vagy belülről kívülré haladva is át lehet húzni a D-gyűrűn.
 - A láb külső részétől az eszközön belülré (lásd a képet: Amikor a láb külső része sérült). (A leggyakoribb sérülés)
 - A láb belső részétől az eszközön kívülré: Amikor a láb belső része sérült.
4. Végül a széles pánttal szorosan kösse át a bokát, és stabilan rögzítse. (Ügyeljen rá, hogy ne túl szorosan kösse át a bokát, mert ezzel a véráramlást gátolhatja)
5. Ha olyan cipője van, amiből nem lehet kivenni a cipőbetétet, használja a csomagban található öntapadós EVA betétet. Vegye le a betétről a védőfóliát és ragassza a lábbal érintkező műanyag részre.
Tegye a védőrészt közvetlenül a cipőbe úgy, hogy a hátsó része a cipő sarokrészéhez kerüljön.

Fontos információ!

- 1) Amennyiben kérdés merülne fel az alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a felíró orvossal.
- 2) A termék nem tűzálló, ne tegye ki 120 C°-nál magasabb hő hatásának.
- 3) Kisebbségi beállításokat elvégezhet az eszközön a felíró vagy szakkereskedő ill. az erre felhatalmazott személy. A felíró orvos utasításait be kell tartani.
- 4) A termék eredeti funkcióját nem szabad megváltoztatni, a terméket kizárólag a megadott indikáció ellátására szabad alkalmazni.
- 5) Neoprén termékeket nem szabad 3-4 óránál hosszabb ideig megszakítás nélkül viselni. Más anyagból készült termékek sem hordhatók 8 óránál tovább, kivéve ha a felíró erről másképp nem rendelkezik.
- 6) Amennyiben allergiás a latexra vagy gumira és a termék tartalmaz latexet vagy gumit, használatba vétel előtt tanácsos konzultálnia a felíró orvossal.
- 7) Ha allergiás a melegre, javasoljuk, hogy ne használjon melegítő hatású neoprén anyagból készült eszközt.

Mosási tudnivalók

- 1) Zárjuk be az összes tépőzárát.
- 2) Távolítsuk el a kivehető merevítőket.
- 3) Mosózsák használata ajánlott.
- 4) Nedvesen húzkodjuk ki majd hagyjuk megszáradni.

