



SE

Funktion

Ger värme och ökar genombloodningen. Verkar smärtlindrande. Ger kompression runt leden. Speciellt anpassat för att användas vid styrketräning eller tunga lyft i arbete

Indikation

Inflammationstillstånd, muskelsträckning.

Material

7 och 5 mm neopren-SBR, polyamidjersey.

Applicering

- 1) Placera bandaget på armbågen.
- 2) Sätt på skyddet så att Rehband logotypen placeras i mitten av armvecket
- 3) Stäng remmarna och dra åt efter behov.

Viktiga anvisningar

- 1) Om du är osäker över applicering, kontakta ordinarför/inköpsställe.
- 2) Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperatur överstigande 120°C/248°F.
- 3) Mindre justering av produkten får endast göras av ordinarför/inköpsställe eller auktoriserad person*. Ordinarförns eventuella anvisningar måste sedan följas.
- 4) Ursprunglig funktion får inte ändras och produkten ska användas för avsedd indikation.
- 5) Produkt tillverkad i neopren-SBR bör ej användas mer än 3-4 timmar i sträck. Produkt i annat material än neopren-SBR bör ej användas mer än 8 timmar i sträck om ej annat anges av ordinarför.
- 6) Om du är överkänslig mot latex/gummi, och produkten innehåller latex/gummi, rådgör med din ordinarför innan du använder produkten (se materialdeklaration ovan).
- 7) Om du är överkänslig mot värme rekommenderas produkt som inte är tillverkad i det värmande materialet neopren-SBR.

*Avser endast Medical-produkter: läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, ortopedingenjör

Tvättinstruktion

- 1) Stäng alla kardborrespånnen.
- 2) Tag ut löstagbara skenor.
- 3) Använd med fördel tvättpåse.
- 4) Sträckes i vått tillstånd och torka.

DK

Funktion

Varmer og øger gennemstrømningen. Virker smertelindrende Giver kompression omkring leddene. Specialtilpasset til anvendelse i forbindelse med styrketræning eller arbejde med tunge løft.

Indikation

Inflammationstilstande, muskelforstrækninger.

Materialer

7 og 5 mm neopren-SBR, polyamidjersey.

Anvendelse

- 1) Placer knæbeskytteren på albuen.
- 2) Placer beskytteren således, at Rehband-logoet sidder på midten af armlæddet
- 3) Luk remmene, og træk i dem efter behov.

Vigtige anvisninger

- 1) Om du er usikker på påsætningen af bandagen, kontakt da forhandleren.
- 2) Produktet er ikke brandhæmmende. Undgå temperature der overstiger 120°C/248°F.
- 3) Mindre justeringer af produktet bør kun foretages af faguddannet personale* som eks. fysioterapeut eller bandagist eller lign.
- 4) Bandagens funktion bør ikke ændres og produktet skal anvendes til den oprindelige indikation.
- 5) Produkter der er fremstillet i neopren bør kun anvendes i 3-4 timer i træk. Produkter i andet materiale end neopren bør ikke anvendes i mere end 8 timer i træk hvis ikke andet er angivet af fagpersonale.
- 6) Hvis du er overfølsom overfor latex/gummi, og produkter der indeholder latex/gummi, rådfør dig da med din forhandler eller faguddannet personale inden du anvender produktet (se materialedeklaration).
- 7) Hvis du er overfølsom mod varme anbefales produkter som ikke er fremstillet i det varme materiale, neopren.

*Faguddannet personale: læger, fysioterapeut, ergoterapeut, bandagister

Vaske anvisning

- 1) Luk alle velcrobånd.
- 2) Løse skinner tages ud af bandagen.
- 3) Anvend med fordel vaskepose.
- 4) Strækkes i våd tilstand og lufttørres.

DE

Funktion

Wärmt und fördert die Durchblutung. Wirkt schmerzlindernd. Komprimiert den Bereich um das Gelenk. Speziell angepasst für das Krafttraining oder den Umgang mit schweren Gewichten.

Indikation

Entzündungen, Muskelzerrungen

Material

SBR-Neopren mit 5 und 7 mm Stärke, Polyamid-Jersey

Verwendung

- 1) Bandage am Ellenbogen ansetzen.
- 2) Das Rehband-Logo muss sich in der Mitte der Armbeuge befinden.
- 3) Die Riemen verschließen und je nach Bedarf anziehen.

Wichtige Anweisungen

- 1) Wenn Sie sich über das Anlegen nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an die verschreibende Instanz/ Ihren Fachhändler.
- 2) Das Produkt ist nicht Brandschutz behandelt. Vermeiden Sie Temperaturen höher als 120°C/248°F.
- 3) Eine geringfügigere Einstellung des Produktes darf nur durch die verschreibenden Instanz/ Ihren Fachhändler oder eine autorisierte Person* durchgeführt werden. Die Anweisungen der verschreibenden Instanz müssen dann befolgt werden.
- 4) Die ursprüngliche Funktion darf nicht geändert werden und das Produkt sollte bei der vorgesehenen Indikation angewendet werden.
- 5) Produkte, die aus Neopren hergestellt sind, dürfen nicht länger als 3-4 Stunden ohne Unterbrechung getragen werden. Produkte aus einem anderen Material dürfen nicht länger als 8 Stunden ohne Unterbrechung getragen werden, wenn nicht ausdrücklich von der verschreibenden Instanz anders angegeben.
- 6) Wenn Sie allergisch gegen Latex/Gummi sind und das Produkt enthält Latex/Gummi, sprechen Sie mit Ihrer verschreibenden Instanz, bevor Sie das Produkt anwenden (siehe Materialdeklaration weiter oben).
- 7) Wenn Sie allergisch gegen Wärme sind, empfehlen wir Produkte, die nicht aus dem wärmenden Material Neopren hergestellt sind.

*Betrifft nur Medical-Produkte: Arzt, Physiotherapeut, Arbeitstherapeut, Orthopäde

Waschanleitung

- 1) Schließen Sie alle Klettverschlüsse.
- 2) Nehmen Sie alle herausnehmbaren Schienen heraus.
- 3) Der Gebrauch eines Waschsackes ist von Vorteil.
- 4) Im nassen Zustand ziehen und trocknen.

NO

Funksjon

Ger varme og øker blodgjennomstrømningen. Virker smertelindrende. Gir kompresjon rundt leddet. Spesielt tilpasset bruk ved styrketrening eller tunge løft i arbeidet.

Indikasjon

Betennelsestilstand, muskelstrekk.

Materiale

7 og 5 mm neopren-SBR, polyamidjersey.

Bruk

- 1) Plasser bandasjen på albuen.
- 2) Sett på beskytteren slik at Rehband-logoen plasseres midt i armkroken.
- 3) Lukk remmene og stram til ved behov.

Viktige anvisninger

- 1) Dersom du er usikker på applisering, kontakt rekvisitforhandler.
- 2) Produktet inneholder ikke flammehemmende materiale. Undvik temperaturer over 120°C/248°F.
- 3) Mindre justering av produktet får kun utføres av rekvisitforhandler eller autorisert person*. Rekvisitforhandlerns eventuelle anvisninger må deretter følges.
- 4) Opprinnelig funksjon må ikke endres og produktet skal kun anvendes til anbefalte indikasjoner.
- 5) Produkter i neopren bør ikke anvendes mer enn 3-4 timer i strekk. Produktet i annet materiale enn neopren bør ikke anvendes mer enn 8 timer i strekk om ikke annet angis av rekvisitforhandler.
- 6) Dersom du er overfølsom overfor latex/gummi, og produkter som inneholder latex/gummi, rådfør med din rekvisitforhandler (se materialdeklarasjon over).
- 7) Dersom du er overfølsom overfor varme anbefales produkter som ikke er produsert i det varme materialet neopren.

*Angår kun Medical produkter. Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopedingeniører.

Vaske instruksjon

- 1) Lukk alle borrelåser.
- 2) Ta ut alle uttagbare skinner.
- 3) Anvend med fordel vaskepose.
- 4) Strekkes i våt tilstand og henges til tørt.

FI

Toiminta

Lämmittää ja lisää läpivirtausta. Lievittää kipua. Kompressoivaa niveltä ympäröivää kudosta. Suunniteltu erityisesti voimaharjoitteluun tai raskaita nostoja sisältävään työhön.

Käytön aiheet

Tulehdustilat, lihasrevähdykset.

Materiaalit

7 ja 5 mm neopreeni-SBR, polyamidjersey.

Pukeminen

- 1) Aseta side kynnäpähän.
- 2) Sijoita tuki niin, että Rehband-logo asetuu keskelle kynnätaivetta.
- 3) Sulje hihnat ja kiristä tarpeen mukaan.

Tärkeitä ohjeita

- 1) Jos tuen pukeminen tuottaa ongelmia, ota yhteys tuen sovitustajaan/ ostopaikkaan.
- 2) Tuotetta ei ole käsitelty tulenkestäväksi. Vältä käyttöä yli 120°C/248°F lämmön läheisyydessä.
- 3) Vain sovittaja tai muu alan ammattilainen* saa tehdä pieniä muutoksia tuotteeseen. Sovittajan ohjeita on silloin noudatettava.
- 4) Tuotteen alkuperäistä toimintaa ei saa muuttaa ja tuotetta on käytettävä ainoastaan, joihin tuki on tarkoitettu.
- 5) Neopreenistä valmistettua tuotetta ei ole hyvä käyttää yhtä jaksoisesti kuin 3-4 tuntia. Muista materiaaleista valmistettuja tuotteita ei tulisi käyttää yhtä jaksoisesti kuin 8 tuntia, ellei sovittaja anna muita ohjeita.
- 6) Jos tuote sisältää latexia/kumia ja olet niille allerginen, neuvottele sovitustajan kanssa ennen kuin otat tuotteen käyttöön (kts tuoteselostus yllä).
- 7) Jos lämpö aiheuttaa sinulle allergiaa, älä käytä lämmittävää neopreeni materiaalista valmistettuja tuotteita.

*Koskee vain Medical tuotteita: lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, apuvälineklinikko

Pesuohteet

- 1) Sulje kaikki tarrat hyvin.
- 2) Poista lastat.
- 3) Käytä pesupussia.
- 4) Venytä märkänä muotoonsa ja kuivata.

