



SE

Funktion

Stödjer och stabiliserar handleden.

Indikation

Överansträngning och/eller inflammation i hand eller underarm.

Material

SBR Neopren

Applicering

- 1) Placera bandaget på handleden
- 2) Stäng kardborrebanden.
- 3) Se till att bandaget sitter stadigt utan att trycka.

Viktiga anvisningar

- 1) Om du är osäker över applicering, kontakta ordinator/inköpsställe.
- 2) Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperatur överstigande 120°C/248°F.
- 3) Mindre justering av produkten får endast göras av ordinator/inköpsställe eller auktoriserad person*. Ordinatorns eventuella anvisningar måste sedan följas.
- 4) Ursprunglig funktion får inte ändras och produkten ska användas för avsedd indikation.
- 5) Produkt tillverkad i neopren-SBR bör ej användas mer än 3-4 timmar i sträck. Produkt i annat material än neopren-SBR bör ej användas mer än 8 timmar i sträck om ej annat anges av ordinator.
- 6) Om du är överkänslig mot latex/gummi, och produkten innehåller latex/gummi, rådgör med din ordinator innan du använder produkten (se materialdeklaration ovan).
- 7) Om du är överkänslig mot värme rekommenderas produkt som inte är tillverkad i det värmande materialet neopren-SBR.

*Avser endast Medical-produkter: läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, ortopedingenjör

Tvättinstruktion

- 1) Stäng alla kardborrespånnen.
- 2) Tag ut löstagbara skenor.
- 3) Använd med fördel tvättpåse.
- 4) Sträckes i vått tillstånd och torka.

NO

Funksjon

Støtter og stabiliserer håndleddet.

Indikasjon

Overanstrengelse og/eller betennelse i hånd eller underarm.

Materiale

SBR Neopren

Bruk

- 1) Plasser bandasjen på håndleddet
- 2) Lukk borelåsbandene.
- 3) Påse at bandasjen sitter stabilt uten å klemme.

Viktige anvisninger

- 1) Dersom du er usikker på applisering, kontakt revkirent/forhandler.
- 2) Produktet inneholder ikke flammehemmende materiale. Undvik temperaturer over 120°C/248°F.
- 3) Mindre justering av produktet får kun utføres av revkirent/forhandler eller autorisert person*. Revkirentens eventuelle anvisninger må deretter følges.
- 4) Opprinnelig funksjon må ikke endres og produktet skal kun anvendes til anbefalte indikasjoner.
- 5) Produkter i neopren bør ikke anvendes mer enn 3-4 timer i strekk. Produktet i annet materiale enn neopren bør ikke anvendes mer enn 8 timer i strekk om ikke annet angis av revkirent.
- 6) Dersom du er overfølsom overfor latex/gummi, og produkter som inneholder latex/gummi, rådfør med din revkirent før du anvender produktet (se materialdeklarasjon over).
- 7) Dersom du er overfølsom overfor varme anbefales produkter som ikke er produsert i det varme materialet neopren.

*Angår kun Medical produkter. Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopedingeniører.

Vaske instruksjon

- 1) Lukk alle borrelåser.
- 2) Ta ut alle uttagbare skinner.
- 3) Anvend med fordel vaskepose.
- 4) Strekkes i vått tilstand og henges til tork.

DK

Funktion

Støtter og stabiliserer håndleddet.

Indikation

Overanstrengelse og/eller inflammation i hånden eller underarmen.

Materialer

SBR Neopren

Anvendelse

- 1) Placer bandagen på albuen.
- 2) Luk velkrøbet.
- 3) Sørg for, at bandagen sidder godt til uden at trykke.

Vigtige anvisninger

- 1) Om du er usikker på påsætningen af bandagen, kontakt da forhandleren.
- 2) Produktet er ikke brandhæmmende. Undgå temperature der overstiger 120°C/248°F.
- 3) Mindre justeringer af produktet bør kun foretages af faguddannet personale* som eks. fysioterapeut eller bandagist eller lign.
- 4) Bandagens funktion bør ikke ændres og produktet skal anvendes til den oprindelige indikation.
- 5) Produkter der er fremstillet i neopren bør kun anvendes i 3-4 timer i træk. Produkter i andet materiale end neopren bør ikke anvendes i mere end 8 timer i træk hvis ikke andet er angivet af fagpersonale.
- 6) Hvis du er overfølsom overfor latex/gummi, og produkter der indeholder latex/gummi, rådfør dig da med din forhandler eller faguddannet personale inden du anvender produktet (se materialedeklaration).
- 7) Hvis du er overfølsom mod varme anbefales produkter som ikke er fremstillet i det varme materiale, neopren.

*Faguddannet personale: læger, fysioterapeut, ergoterapeut, bandagister

Vaske anvisning

- 1) Luk alle velkrøbånd.
- 2) Løse skinner tages ud af bandagen.
- 3) Anvend med fordel vaskepose.
- 4) Strækkes i våd tilstand og luftføres.

FI

Toiminta

Tukee ja vakauttaa rannetta.

Käytön aiheet

Käden ja kyynärvarren yllirasitus ja/tai tulehdus.

Materiaalit

SBR Neopreeni

Pukeminen

- 1) Aseta side ranteeseen.
- 2) Sulje tarranauhakiinnitys.
- 3) Varmista, että side istuu tukevasti, mutta ei kiristä.

Tärkeitä ohjeita

- 1) Jos tuen pukeminen tuottaa ongelmia, ota yhteys tuen sovittajaan/ ostopaikkaan.
- 2) Tuotetta ei ole käsitelty tulenkestäväksi. Vältä käyttöä yli 120°C/248°F lämmön läheisyydessä.
- 3) Vain sovittaja tai muu alan ammattilainen* saa tehdä pieniä muutoksia tuotteeseen. Sovittajan ohjeita on silloin noudatettava.
- 4) Tuotteen alkuperäistä toimintaa ei saa muuttaa ja tuotetta on käytettävä oikeisiin, joihin tuki on tarkoitettu.
- 5) Neoprenistä valmistettua tuotetta ei ole hyvä käyttää yhtä jaksaisesti kuin 3-4 tuntia. Muista materiaaleista valmistettuja tuotteita ei tulisi käyttää yhtä jaksaisesti kuin 8 tuntia, ellei sovittaja anna muita ohjeita.
- 6) Jos tuote sisältää latexia/kumia ja olet niille allerginen, neuvottele sovittajan kanssa ennen kuin otat tuotteen käyttöön (kts tuoteselostus yllä).
- 7) Jos lämpö aiheuttaa sinulle allergiaa, älä käytä lämmittävää neopreni materiaalista valmistettuja tuotteita.

*Koskee vain Medical tuotteita: lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, apuvälineteknikko

Pesuohteet

- 1) Sulje kaikki tarrat hyvin.
- 2) Poista lastat.
- 3) Käytä pesupussia.
- 4) Venytä märkänä muotoonsa ja kuivata.

DE

Funktion

Stützt und stabilisiert das Handgelenk.

Indikation

Überanstrengung und bzw. oder Entzündung in Hand oder Unterarm.

Material

SBR-Neopren

Verwendung

- 1) Bandage am Handgelenk ansetzen.
- 2) Klettverschlüsse schließen.
- 3) Die Bandage muss fest sitzen, ohne zu drücken.

Wichtige Anweisungen

- 1) Wenn Sie sich über das Anlegen nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an die verschreibende Instanz/ Ihren Fachhändler.
- 2) Das Produkt ist nicht Brandschutz behandelt. Vermeiden Sie Temperaturen höher als 120°C/248°F.
- 3) Eine geringfügigere Einstellung des Produktes darf nur durch die verschreibenden Instanz müssen dann befolgt werden.
- 4) Die ursprüngliche Funktion darf nicht geändert werden und das Produkt sollte bei der vorgesehenen Indikation angewendet werden.
- 5) Produkte, die aus Neopren hergestellt sind, dürfen nicht länger als 3-4 Stunden ohne Unterbrechung getragen werden. Produkte aus einem anderen Material dürfen nicht länger als 8 Stunden ohne Unterbrechung getragen werden, wenn nicht ausdrücklich von der verschreibenden Instanz anders angegeben.
- 6) Wenn Sie allergisch gegen Latex/Gummi sind und das Produkt enthält Latex/Gummi, sprechen Sie mit Ihrer verschreibenden Instanz, bevor Sie das Produkt anwenden (siehe Materialdeklaration weiter oben).
- 7) Wenn Sie allergisch gegen Wärme sind, empfehlen wir Produkte, die nicht aus dem wärmenden Material Neopren hergestellt sind.

*Betrifft nur Medical-Produkte: Arzt, Physiotherapeut, Arbeitstherapeut, Orthopäde

Waschanleitung

- 1) Schließen Sie alle Klettverschlüsse.
- 2) Nehmen Sie alle herausnehmbaren Schienen heraus.
- 3) Der Gebrauch eines Waschsackes ist von Vorteil.
- 4) Im nassen Zustand ziehen und trocknen.

How to use your new Rehband Support - 7793

EN

Function

Supports and stabilises the wrist.

Indication

Over-exertion and/or inflammation of the hand or forearm.

Materials

SBR Neoprene.

Application

- Place the support on the wrist.
- Close the Velcro band.
- Make sure the support sits firmly without pressing.

Important Information

- If you have questions regarding application, please contact your local dealer or the prescriber.
- The product is not flameproof, avoid temperature above 120°C/ 248°F.
- Minor changes are allowed, providing the changes are made through the prescriber* or local dealer.
- The function of the product must not be changed or compromised, the product should only be used for its original, intended indication.
- Re: neoprene products, time of use should not exceed 3-4 hours. Re: products in other materials, time of use should not exceed 8 hours, unless otherwise is recommended by prescriber.
- If the product contains latex or rubber and you are allergic to latex/ rubber, we advise you to consult a prescriber before using the support. The content of the product is written above.
- If you are allergic to heat, we advise you to use a product that not contains neoprene.

*The prescriber must be a qualified doctor, PT, OT or Orthotist.

Washing Instructions

- Close all Velcro.
- Remove detachable splints.
- Mesh laundry bag is recommended.
- Stretch product while wet and let dry.

FR

Fonction

Soutient et stabilise le poignet.

Indication

Surmenage et/ou inflammation dans la main ou l'avant-bras.

Matériau

Néoprène SBR

Application

- Placer le soutien sur le poignet.
- Fermer les bandes velcro.
- Le soutien doit tenir fermement en place sans exercer de pression.

Remarques importantes

- Si vous avez quelques interrogations sur le mode de pose de ce produit, renseignez-vous auprès du praticien qui vous l'a prescrit ou du revendeur.
- Ce produit n'est pas ininflammable. Évitez de l'exposer à des températures de plus de 120°C (248°F).
- Un réglage plus petit de ce produit ne doit être effectué que par celui qui l'a prescrit ou par le revendeur ou par une personne autorisée*. Il faut alors se conformer aux éventuelles indications du prescripteur.
- La fonction initiale du produit ne doit pas être modifiée. Le produit doit être utilisé conformément aux indications thérapeutiques.
- Les produits fabriqués en néoprène ne doivent pas être utilisés plus de 3 ou 4 heures d'affilée. Les produits fabriqués dans un autre matériau ne doivent pas être utilisés plus de 8 heures d'affilée sauf indication contraire du prescripteur.
- Si vous présentez une allergie au latex ou au caoutchouc et que ce produit contient un de ces matériaux, demandez conseil au praticien qui vous l'a prescrit avant de l'utiliser (voir la composition ci-dessus).
- Si vous présentez une allergie à la chaleur, nous vous recommandons nos produits qui ne sont pas fabriqués dans le matériau échauffant néoprène.

*médecin, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthopédiste-orthésiste (ce point ne concerne uniquement que les prothèses médicales).

Instructions de nettoyage

- Agrafez toutes les fermetures Velcro.
- Retirez les baleines de renfort amovibles.
- Placez de préférence le produit dans un filet de lavage.
- Étirez le produit à l'état humide et laissez sécher.

ES

Función

Apoya y estabiliza la muñeca.

Indicación

Sobreesfuerzo y/o inflamación en la mano o el antebrazo.

Materia

SBR Neopreno

Aplicación

- Colocar la venda en la muñeca.
- Cerrar las cintas de velcro.
- Comprobar que la venda está firme sin presionar.

Información importante

- Sobre dudas cuanto a la aplicación, por favor contactar su suministrador local o quien le ordenó el producto.
- El producto no es a prueba de fuego. Evite temperaturas por encima de 120°C/248°F.
- Pequeños ajustes del producto sólo pueden ser efectuados por su suministrador local, por quién lo recetó o por otra persona autorizada.* Hay que seguir sus indicaciones.
- La función original no debe ser modificado, y el producto sólo debe ser utilizado para la indicación propuesta.
- Un producto fabricado en neopreno no debe ser utilizado más de 3 a 4 horas seguidas. El tiempo de uso de productos fabricados en otros materiales no debería exceder 8 horas, excepto mediante otra recomendación terapéutica.
- Si es alérgico a látex/goma, y el producto contiene estos materiales, le recomendamos que consulte con quién le recetó el producto (ver la declaración de materiales arriba).
- Si es hipersensible al calor le recomendamos un producto que no se ha fabricado con el material calentando neopreno.

* Concierne solamente los productos Medical: Médico, fisioterapeuta, terapeuta laboral, técnico ortopédico.

Consejos para el lavado

- Cerrar todos los cierres de velcro.
- Tirar las pletinas insertables.
- Utilizar preferiblemente una bolsa de lavado.
- Estirar el producto mojado y dejarlo secar.

IT

Funzione

Supporta e stabilizza il polso.

Indicazioni

Affaticamento e/o stati infiammatori di polso o avambraccio.

Materiali

SBR/neoprene

Applicazione

- Posizionare il bendaggio sul polso.
- Chiudere le fascette in velcro.
- Verificare che il bendaggio sia stabile e non eserciti una pressione eccessiva.

Informazioni importanti

- Si consiglia, in caso di dubbi o chiarimenti, di contattare il distributore locale o il prescrittore.
- Il prodotto non è ignifugo, evitare temperature maggiori di 120°C/ 248°F.
- Sono consentite piccole modifiche al prodotto, a condizione che vengano eseguite dal prescrittore* o dal distributore locale.
- Se il prodotto contiene lattice o gomma ed il paziente risulta allergico alla gomma/lattice, si consiglia di consultare il prescrittore prima di utilizzare il prodotto. Il materiale di cui è costituito è indicato in cima.
- In caso di particolare sensibilità al calore, si consiglia di non utilizzare un prodotto in neoprene.

* In caso di prodotti medicali, il prescrittore deve essere un dottore qualificato, ad esempio un tecnico ortopedico od un medico ortopedico.

Istruzioni per il lavaggio

- Chiudere tutte le fasce in velcro.
- Togliere, se possibile, tutte le stecche.
- Si consiglia di lavare il prodotto dentro ad una borsa per la biancheria, ad esempio una federa.
- Strizzare il prodotto quando è bagnato e lasciare asciugare.

NL

Funcție

Steunt en stabiliseert de pols.

Indicatie

Overbelasting en/of ontsteking in hand of onderarm.

Materiaal

SBR Neopreen

Aanbrengen

- Plaats de brace op de pols.
- Sluit het klittenband.
- Zorg dat de brace stevig zit zonder te knellen

Belangrijke instructies

- Neem contact op met de behandelend arts of verkoper als u niet zeker weet hoe u het product moet gebruiken.
- Het product is niet onbrandbaar gemaakt. Vermijd temperaturen boven de 120°C/248°F.
- Alleen de behandelend arts, verkoper of een anderszins bevoegd persoon* mag het product enigszins aanpassen. Eventuele aanwijzingen van de behandelend arts dienen te worden opgevolgd.
- De oorspronkelijke functie mag niet worden gewijzigd en het product moet worden gebruikt voor de beoogde indicatie.
- Un product van neopreen mogen niet langer dan 3-4 uur achtereen worden gebruikt. Producten van een ander materiaal dan neopreen mogen niet langer dan 8 uur achtereen worden gebruikt, tenzij anders aangegeven door de behandelend arts.
- Indien u overgevoelig bent voor latex of rubber en het product bevat latex of rubber, dient u contact op te nemen met de behandelend arts, alvorens het product te gebruiken. (Zie de materiaalinformatie hierboven.)
- Indien u overgevoelig bent voor warmte en uitslag krijgt, kunt u beter onze producten proberen die niet van het verwarmende materiaal neopreen zijn gemaakt.

* Heeft uitsluitend betrekking op de Medical-producten: arts, fysiotherapeut, arbeidstherapeut, orthopedisch specialist.

Wasvoorschriften

- Sluit alle klittenbandsluitingen.
- Neem losse spalken uit.
- Gebruik bij voorkeur een waszakje
- In natte staat uitrekken en laten drogen.

HU

Funkció

Támasztja és stabilizálja a csuklót.

Indikáció

A kéz, illetve alkar túlterhelése és/vagy gyulladása.

Anyag

SBR Neoprén

Alkalmazás

- Helyezze fel a csuklódvődát a csuklóra.
- Rögzítse a tépőzáras pántokat.
- Ügyeljen rá, hogy a csuklódvőd megfelelően illeszkedjen, és ne szorítson.

Fontos utasítások

- Ha nem biztos az alkalmazásban, lépjen kapcsolatba a termékét előíró személlyel / az üzlettel.
- A termék nem tűzbiztos. Ne tegye olyan helyre, ahol a hőmérséklet meghaladja a 120°C-ot.
- Kisebb módosításokat kizárólag az előíró, a forgalmazó üzlet, illetve szakember* végezhet a termékben. Kövesse ezután a termékét előíró személy utasításait.
- Az eredeti funkció nem változtatható meg, a termék csak az indikációnak megfelelően használható.
- Ha a termék neoprén-SBR anyagból készült, ne használja egyfolytában 3-4 óránál tovább. Ha a termék nem neoprén-SBR anyagból készült, ne használja egyfolytában 8 óránál tovább, amennyiben a terméket előíró személy nem rendelkezik másképpen.
- Ha Ön gumi- illetve latexérzékeny, és a termék gumit/latexet tartalmaz, használat előtt kérje a terméket előíró személy tanácsát (ld. fenn az anyagleírást).
- Ha Ön melegérzékeny, az olyan termékek használata javasolt, melyek anyaga nem a melegítő hatású neoprén-SBR.

*Kizárólag Medical-termékekre vonatkozik: orvos, gyógytornász, munkaterapeuta, ortopéd mémók

Mosási instrukciók

- Rögzítsen minden tépőzáras részt.
- Távolítsa el a kivehető sineket.
- Mosószák használata javasolt.
- Nyújtsa ki nedves állapotban, majd szárítsa meg.

TU

Fonksiyon

Destek ve stabilizasyon sağlar.

Endikasyon

Sızın zorlama ve/veya el bileği ve ön kolda enflamasyon.

Materiyal

Neopren-SBR

Kullanım

- Bandađı bileđinizin üzerine yerleřtirin.
- Velkro banlıları kapatın.
- Bandađın sıkı ama basıncı yapmayacak řekilde uygulandıđını kontrol edin.

Önemli bilgi

- Uygulama hakkında sorularınız varsa, yerel dađıtıcı veya yetkili ile bađlantı kurun.
- Ürün aleve dayanıklı deđildir, 120°C/ 248°F'den daha yüksek sıcaklıklardan sokınm.
- Küçük deđişikliklere izin verilir, deđişikliklerin dađıtıcı veya yetkiliye danıřılarak yapılması gerekir.
- Ürünün işlevi deđiřtirilemez veya uyarlanamaz, ürün sadece esas amacına uygun kullanılmalıdır.
- Ek bilgi: SBR/neopren ürünlerin kullanım süresi 3-4 saati ařmamalıdır. Ek bilgi: Diđer malzemelerden üretilmiş ürünlerin kullanım süresi 8 saati ařmamalıdır, sürenin ařılması yetkili tarafından tavsiye edilmez.
- Ürün lateks veya kauçuk içeriyorsa ve eđer latekse/kauçuđa alerjiniz varsa, desteđi kullanmadan önce bir yetkiliye danıřmanızı tavsiye ederiz. Ürün içeriđi üstte açıklanmıştır.
- Sıcaklıđa alerjiniz varsa, SBR/neopren içermeyen bir ürün kullanmanızı tavsiye ederiz.

*Ek bilgi: Tibbi ürünler için yetkili kiři uzman bir doktor, PT, OT veya ortopedi uzmanı olmalıdır.

Temizleme önerisi

- Cirt cırtları kapayın.
- Ayrılmış cebireleri kaldırın.
- Ürünün, delikli çamařır sepetine konulması tavsiye edilir.
- Ürünü ıslakken yayın ve kurumaya bırakın.

PL

Funkcja

Podparcie i stabilizacja nadgarstka.

Wskazanie

Przeciążenie i/lub stan zapalny dłoni lub przedramienia.

Materiał

SBR Neopren

Zakładanie

- Założyc bandaż na nadgarstek.
- Zapiąć taśmy na rzepy.
- Sprawdzić, czy bandaż trzyma się stabilnie, nie uciskając.

Informações importantes

- Se tiver dúvidas sobre as formas de aplicação contacte o representante/distribuidor o quem lhe receitou o produto.
- O produto não é à prova de fogo. Evitar temperaturas por cima de 120°C/248°F.
- Pequenos ajustamentos do produto só pode ser feitos por quem o receitou, pelo representante ou por pessoa autorizada para o efeito.* Sus indicações são obrigatórias.
- A função original do produto não pode ser alterada e este deve ser utilizado mediante a sua indicação original.
- Um produto fabricado em neopreno não deve ser utilizado mais de 3 a 4 horas seguidas. O tempo de uso de produtos fabricados em outros materiais não deveria ultrapassar 8 horas, excepto mediante outra ordenação terapêutica.
- Se for alérgico ao látex/borracha, e o produto contem estos materiais, consulte quem lhe receitou o produto (veja a declaração constituinte do material acima).
- Se for hipersensível ao calor lhe recomendamos um produto que não seja fabricado com o material aquecedor neopreno.

* Concerne somente os produtos Medical: Médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, técnico ortopédico.

Instruções de lavagens

- Feche todos os fechos de velcro.
- Tire as talas insertas.
- Utilizar preferivelmente uma bolsa de lavagem.
- Estique ainda húmido e ponha a secar.

How to use your new Rehband Support - 7793

PT

Função

Oferece suporte e estabilidade ao pulso.

Indicação

Sobreesforço e/ou inflamação na mão ou no antebraço.

Materia

SBR Neoprene

Aplicação

- Colocar a faixa no pulso.
- Fechar a correia de velcro.
- Proceder de forma que a faixa fique estável sem apertar.

Informações importantes

- Se tiver dúvidas sobre as formas de aplicação contacte o representante/distribuidor o quem lhe receitou o produto.
- O produto não é à prova de fogo. Evitar temperaturas por cima de 120°C/248°F.
- Pequenos ajustamentos do produto só pode ser feitos por quem o receitou, pelo representante ou por pessoa autorizada para o efeito.* Sus indicações são obrigatórias.
- A função original do produto não pode ser alterada e este deve ser utilizado mediante a sua indicação original.
- Um produto fabricado em SBR/neopreno não deve ser utilizado mais de 3 a 4 horas seguidas. O tempo de uso de produtos fabricados em outros materiais não deveria ultrapassar 8 horas, excepto mediante outra ordenação terapêutica.
- Se for alérgico ao látex/borracha, e o produto contem estos materiais, consulte quem lhe receitou o produto (veja a declaração constituinte do material acima).
- Se for hipersensível ao calor lhe recomendamos um produto que não seja fabricado com o material aquecedor SBR/neopreno.

* Concerne somente os produtos Medical: Médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, técnico ortopédico.

Instruções de lavagens

- Feche todos os fechos de velcro.
- Tire as talas insertas.
- Utilizar preferivelmente uma bolsa de lavagem.
- Estique ainda húmido e ponha a secar.

RU

Функция

Поддерживает и стабилизирует запястье.

Применение

Перенапряжение и/или воспалительный процесс в руке или предплечье.

Материал

SBR Неопрен

Способ применения

- Расположите бандаж на запястье.
- Закройте сцепляющую ленту.
- Убедитесь в том, что бандаж плотно расположен на руке без дополнительного нажатия.

Важные сведения

- Если у Вас есть вопросы о применении бандажа, свяжитесьесь с местным дилером или врачом, предписавшим его.
- Изделие не жаростойкое, избегайте температур свыше 120°C / 248°F.
- В изделие допускается вносить незначительные изменения по согласованию с врачом, предписавшим его, или местным дилером.
- Функцию изделия изменять нельзя, оно должно использоваться только по показаниям, для которых оно предназначено.
- Время использования изделий из БСК/неопрена не должно превышать 3-4 часов. Для изделий, изготовленных из других материалов, время использования не должно превышать 8 часов, если иное не рекомендовано предписавшим изделие врачом.
- Если изделие содержит латекс или резину, а у Вас есть аллергия к латексу или резине, перед использованием бандажа рекомендуем проконсультироваться с предписавшим его врачом. Состав изделия указан выше.
- При наличии аллергии к температуре рекомендуем не использовать изделия, содержащие БСК/неопрен.

*Медицинские изделия должны предписываться квалифицированным врачом, физиотерапевтом или ортопедом.

Инструкции по стирке

- Закройте все застёжки «велкро».
- Извлеките съёмные шплинты.
- Рекомендуется использовать сетчатый мешочек для стирки.
- Растяните изделие в сыром состоянии и высушите его.

